

□□□□□□□□  
□□□□□□□□  
□□□□□□□□  
□□□□□□□□

□□□□□□  
□□□□□□

## Paramedic CU-ER1定期点検表

製品情報	設置月日	管理責任者
	シリアル番号	管理担当者

□□□□□□□□  
□□□

No.	点検項目	年 度											
		点検月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		点 検 者											
1	外 観 製 品 に 傷 がありますか？	は い											
		いいえ											
2	基本動作 エ ラ ー ラ ン プ が 点 灯 していますか？	は い											
		いいえ											
	電源を入れた時、正常 にインジケータと液晶画 面が作動しますか？	は い											
		いいえ											
3	バッテリー バッテリーの残量は、 充 分 で す か ？	は い											
		いいえ											
	3ヶ月以内にフル充電を し ま し た か ？	は い											
		いいえ											
4	電 極 パ ッ ド の 有効期間が1ヶ月以上 残 っ て い ます か ？	は い											
		いいえ											
5	動作環境 製品の設置場所の温度 は0℃～40℃ですか？	は い											
		いいえ											

□□□□□□□□  
□□□○□□□□□□

\*緊急時(使用時には119番に電話してください)

\*詳しい製品の使い方及び点検方法は、取扱説明書をご覧ください。

\*点検の結果、製品に異常がある場合は、販売店もしくは、コールセンターにお問い合わせください。



CU Medical Systems, Inc.  
www.cu911.com

販売店名:

電話番号:

緊急連絡先:

□□□□□□□□  
□□□□□□□□

## Paraneidic CU-ER1

□ □ □ □	□ □ □ □		□ □ □ □ □	
	□ □ □ □ □		□ □ □ □ □	

[illegible]

\* 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0

[illegible][illegible]

**CU Medical Systems, Inc.**  
**www.cu911.com**

Page 1 of 1

5/5/2019

□ □ □ □ □ □